


wenn geschlossen übersteht
Schneide vom unteren Blatt



2

8,8 +/- 1 mm



vergoldet


3

3,0 +/- 0,2 mm



180 +/- 5 mm

1



ORIGINAL

				SMI 900177.74	Zusätze: SCHNEIDETEST GELBES LATEX
				MIZUHO MA-001-02	
				 SCHAD MEDICAL INSTRUMENTS	Werkstoff: DIN 1.4117
02	geprüft / freigegeben GF	30.04.15	<i>Ch. Schad</i>		Benennung: COHEN SCHERE, MIKRO, SYLVIAN, SPITZ/ SPITZ, SEITLICH GEBOGEN, FLACHGRIFF, GERADE 180MM GRIFFENDE - FEDER VERGOLDET,
02	Prüfmaß / Vergoldung	30.04.15	<i>Ch. Schad</i>	Hegastrasse 9 78579 Neuhausen ob Eck Tel. 07467-9461-0 www.smi-schad.de	erstellt von Ch. Schad
01	geprüft / freigegeben GF	13.11.14	<i>Ch. Schad</i>		Datum 13.11.2014
01	Neuerstellung	13.11.14	<i>Ch. Schad</i>		REV 02
Rev	Änderung	Datum	Name		